



FlowFAST V

Technisches Datenblatt



Technische Spezifikationen

FASTER Produktschutzwerkbank

FASTER FlowFAST V | Gemäß DIN EN ISO 14644-1

| Beschreibung | Einheit | 0,9 m | 1,2 m | 1,5 m | 1,8 m |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Allgemeine Maße B×H×T | mm | 1045 × 1545 × 760 | 1350 × 1545 × 760 | 1655 × 1545 × 760 | 1960 × 1545 × 760 |
| Nutzbare Maße B×H×T | mm | 893 × 755 × 609 | 1198 × 755 × 609 | 1503 × 755 × 609 | 1808 × 755 × 609 |
| Gerätehöhe mit Untergestell (Standard) | mm | | 2345 | | |
| Arbeitsplatzhöhe (Sitzarbeitsplatz) | mm | | 865 | | |
| Arbeitsöffnung | mm | | 250 | | |
| komplette Frontscheibenöffnung | mm | | 480 | | |
| Gewicht (Abzug) | kg | 160 | 192 | 274 | 325 |
| Downflow | m/s | | 0,45 | | |
| Geräuschpegel | dB(A) | <52 | <55 | <55 | <55 |
| Lichtstärke | lux | >1200 | >1200 | >1300 | >1300 |
| Elektrischer Anschluss | | 1Ph+E - 230V 50Hz | | | |
| Stromverbrauch | W | 300 | 450 | 550 | 650 |
| Schutzklasse | | 1/20 | | | |
| Innere Absicherung | A | 4 | | | |
| Steckdosen | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| weitere Steckdosen | | ● | ● | ● | ● |
| UV-Lampe incl. Aluminium Abdeckung | | ● | ● | ● | ● |
| Automatischer Strömungsregler | | ● | ● | ● | ● |

● Standard ● Optional