



SmartFAST Mini

Technisches Datenblatt



Technische Spezifikationen

FASTER Produktschutzwerkbank

FASTER SmartFAST Mini | ISO Klasse 3 gemäß DIN EN ISO 14644-1

Beschreibung	Einheit	0,6 m
Allgemeine Maße B×H×T	mm	642 × 830 × 330
Nutzbare Maße B×H×T	mm	580 × 375 × 317
Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz)	mm	865
Arbeitsöffnung	mm	200
Gewicht	kg	50
Laminare Strömung	m/s	0,4
Geräuschpegel	dB(A)	<60
Elektrischer Anschluss		1Ph+E - 230 V 50 Hz
Stromverbrauch	W	130
Schutzklasse / IP		1/20
Interne Absicherung	kW	0,11